



Sistema de calculadora tórica de **AMO**

Manual de funcionamiento en línea

Bienvenido al sistema de calculadora tórica de AMO.

El sistema de calculadora tórica de AMO ha sido expresamente diseñado para hacer que los cálculos de las lentes intraoculares (LIO) tóricas acrílicas de una pieza de AMO sean precisos, intuitivos y fáciles.

Con el sistema de calculadora tórica de AMO, podrá:

- Introducir los datos solicitados para determinar el modelo de LIO tórica de AMO que ofrecerá el mejor resultado quirúrgico.
- Obtener los resultados de la LIO tórica de AMO calculados en función de sus necesidades quirúrgicas de forma fácil y rápida.
- Generar una copia impresa que incluya todos los datos que necesita para solicitar el modelo de LIO tórica acrílica de una pieza de AMO calculado.
- Tener acceso a la calculadora tórica de AMO que necesite durante las 24 horas del día, 7 días a la semana.

Sistema de calculadora de LIO tórica acrílica de una pieza de AMO

Descripción

Abbott Medical Optics Inc. (AMO) ha desarrollado las lentes intraoculares (LIO) tóricas pensando en los pacientes que se someten a cirugía de cataratas. El objetivo es proporcionar una lente que reduzca el astigmatismo refractivo residual basándose en una introducción de datos personalizada. La calculadora tórica de LIO de AMO tiene en cuenta el astigmatismo corneal preoperatorio, así como el astigmatismo inducido quirúrgicamente previsto, a la hora de determinar la potencia de la LIO tórica para la corrección del astigmatismo corneal posoperatorio. La calculadora tórica de AMO también ofrece la posibilidad de incluir un algoritmo para considerar el astigmatismo corneal posterior (si corresponde). La mejor práctica, que ofrecerá los resultados más adecuados, requiere el uso de mediciones queratométricas precisas para determinar el astigmatismo corneal preoperatorio. Aunque el procedimiento quirúrgico deseado se esfuerce por conseguir la neutralidad astigmática, hasta las incisiones más pequeñas durante la cirugía de cataratas pueden inducir astigmatismo corneal. Esto puede afectar a la cantidad de astigmatismo corneal posoperatorio, así como a su eje correspondiente. Por lo tanto, AMO recomienda que los cirujanos personalicen el valor del astigmatismo corneal inducido quirúrgicamente basándose en su técnica quirúrgica individual y en sus resultados en el pasado.

La calculadora de LIO tóricas de AMO es fácil de usar y ha sido diseñada para ayudar a integrar aún más las lentes tóricas en la práctica habitual. Es una aplicación de software de un solo uso que le ayuda a seleccionar la LIO tórica más adecuada para el paciente. En la calculadora de LIO tóricas de AMO, se introduce el dato de potencia esférica equivalente de la LIO de cada paciente. Los cirujanos pueden utilizar el método de cálculo que prefieran para calcular la potencia esférica equivalente de la LIO. La calculadora de LIO tóricas de AMO calcula distintas opciones de potencia de cilindro de la LIO, así como la orientación con la que se debe implantar la LIO para conseguir los mejores resultados. Además, y con el fin de facilitar la selección de la lente por parte del cirujano, también calcula el astigmatismo posoperatorio residual previsto para cada potencia de cilindro de la LIO propuesta, una vez colocada en el ojo del paciente con la orientación indicada.

En la calculadora de LIO tóricas de AMO, se calculan de forma personalizada la toricidad y el astigmatismo residual de cada ojo concreto aplicando la fórmula de Holladay 1 en lugar de utilizar una relación fija basada en la fisiología ocular media. La calculadora de LIO tóricas de AMO permite introducir valores personalizados de astigmatismo inducido quirúrgicamente y/o constantes A de la LIO, así como distintas opciones de datos queratométricos, para adaptarse a sus necesidades prácticas.

Aunque la herramienta se ha probado en una amplia variedad de situaciones posibles, el usuario es responsable de decidir la utilidad de la información calculada.

Tan solo tiene que ir a www.TecnisToricCalc.com y comenzar a introducir los datos.

Requisitos previos

Para utilizar la calculadora tórica de AMO, necesitará:

- Un ordenador Apple® (Mac OS® X 10.5 o superior) o un PC (sistema operativo Windows® XP o superior)
- Una conexión a Internet activa
- Internet Explorer® (7.0 o superior), Firefox® (3.5 o superior), Safari® (3.0 o superior) o Google Chrome (3.0 o superior) como navegador
- La plataforma Adobe® Flash® (descárguela [aquí](#))
- El software Adobe® Reader® (descárguelo [aquí](#))

Antes de empezar

Lea esta información importante si es la primera vez que utiliza el sistema de calculadora tórica de AMO.

Descripción general:

Esta sección incluye instrucciones importantes. En ella se explica cómo acceder al sistema y cómo moverse por él. Este manual es aplicable a todas las LIO tóricas de AMO aprobadas; en todo este tutorial se usa como ejemplo la LIO tórica **TECNIS®**.

Acceso a la calculadora:

1. Solo la primera vez: seleccione su ubicación en la pantalla "Country Selection" (Selección de país).
2. Seleccione el modelo en la pantalla "AMO IOL Calculator Platform" (Plataforma de calculadora de LIO de AMO). Si solo hay un modelo disponible, no podrá ver esta opción.
3. Seleccione el **idioma** en el menú desplegable que encontrará en la esquina superior derecha.
4. Lea la página de **Contrato de licencia de la calculadora tórica, términos de uso y política de privacidad** para LIO acrílicas Tecnis de 1 pieza de AMO, y acepte o rechace los términos de uso. (Nota: Para utilizar la calculadora, debe aceptar los términos de uso).
5. Cuando se encuentre en la página web de la calculadora tórica en línea de AMO, verá que la **pantalla de calculadora preoperatoria** solicita que introduzca la información preoperatoria del paciente que se utilizará en el cálculo.
6. Los **campos de introducción de datos** están indicados por cuadros presentes en la pantalla.
7. La zona de representación gráfica es la parte de la pantalla que muestra:
 - 7.1 De forma gráfica y mediante abreviaturas (OD [derecho] u OS [izquierdo]), el ojo del sujeto del cual se van a introducir datos/obtener resultados del cálculo actual.
 - 7.2 El resultado gráfico de la incisión practicada en el eje introducido y la orientación/rotación de la lente calculada.

Pantalla preoperatoria de la calculadora:

TECNIS® TORIC
TORIC ASPHERIC IOL

Abbott
A Promise for Life

Avuda Configuración Salida

Toric Monofocal TECNIS® Symphony Toric

TECNIS® TORIC

Información del cirujano y el paciente(i)

Nombre del cirujano Fecha

Información del paciente Edad del paciente

Ojo OD (derecho) OS (izquierdo)

Notación K D mm

Queratometría(i)

Astigmatismo inducido quirúrgicamente (SIA) D Incisión en eje (Ubicación de la incisión) °

K1 plana D K1 plana en eje °

K2 curva D K2 curva en eje °

Astigmatismo corneal preoperatorio D Incluir astigmatismo corneal posterior

Biometría(i)

Longitud axial mm

Método

Constante A

Preferencias del calculadora(i)

Potencia SE de la IOL D

Índice K

Convención de cil. Más Menos

Resultados finales (i)

Detalles de la IOL		Astigmatismo residual	
Modelo de IOL	Orientación	Cilindro	Eje

Calculador los resultados

V: 3.26 CE

Opciones de ayuda

Hay tres opciones de ayuda para asistirle mientras utiliza el sistema de calculadora tórica de AMO:

1. Haga clic en los vínculos de los **encabezados de las secciones** para ver una definición e información sobre el intervalo en el que se pueden introducir datos en cada sección. Estos cuadros de texto informativos se mostrarán en la zona de resultado gráfico de la pantalla de la calculadora.
2. Haga clic en el vínculo **Ayuda** de la parte superior de la página de cálculo para descargar una copia de esta guía de formación o las preguntas frecuentes.
3. Haga clic en el vínculo **Configuración** de la parte superior de la página de cálculo para indicar el formato de fecha (es decir, dd.mm.aaaa o mm/dd/aaaa) y el formato decimal (es decir, 1,234,567.89 o 1.234.567,89) que prefiere. En esta página se encuentran disponibles preferencias de visualización y cálculo adicionales.

Pantalla preoperatoria de la calculadora:

TECNIS® TORIC

TORIC ASPHERIC IOL

Abbott
A Promise for Life

[Ayuda](#) [Configuración](#) [Salida](#)

Toric Monofocal TECNIS® Symphony Toric

TECNIS® TORIC

Información del cirujano y el paciente(i)

Nombre del cirujano Fecha

Información del paciente Edad del paciente

Ojo OD (derecho) OS (izquierdo)

Notación K D mm

Queratometría(i)

Astigmatismo inducido quirúrgicamente (SIA) D Incisión en eje (Ubicación de la incisión) °

K1 plana D K1 plana en eje °

K2 curva D K2 curva en eje °

Astigmatismo corneal preoperatorio D Incluir astigmatismo corneal posterior

Biometría(i)

Longitud axial mm

Método

Constante A

Preferencias del calculadora(i)

Potencia SE de la IOL D

Índice K

Convención de cil. Más Menos

SECCIÓN: INFORMACIÓN SOBRE EL CIRUJANO Y EL PACIENTE

Nombre del cirujano

Este campo no es necesario; esta información se usa para ayudar a identificar al cirujano para el que se realiza el cálculo.

Fecha

Este campo se utiliza para indicar la fecha de cálculo basándose en la zona horaria elegida. Para establecer la zona horaria, vaya a la página de configuración. Para cambiar la fecha, realice una selección en el menú desplegable.

Información del paciente

Este campo es un campo de texto de formato libre que puede usar para identificar al paciente para el que se está realizando el cálculo.

Edad del paciente

Este campo se usa para almacenar la edad del paciente para el que se está realizando el

V: 3.26 CE

Guía rápida. Introducción de datos

Los campos de introducción de datos están situados en el lado izquierdo de la pantalla. Haga clic en los vínculos de los encabezados de las secciones para ver una definición e información sobre el intervalo en el que se pueden introducir datos en cada campo.

Para desplazarse por los campos de introducción de datos, puede pulsar la tecla “Tab” del teclado.

Nota: Las constantes personalizadas del modelo de lente no tórica correspondiente (modelo ZCB00) son puntos de partida válidos para los cálculos del modelo de lente tórica. Tenga en cuenta que la fórmula que se emplea para realizar el cálculo de potencia del cilindro es la fórmula de Holladay-1.

Nota: El valor predeterminado para el astigmatismo corneal posterior se puede incluir en el cálculo activando la casilla “*Incluir astigmatismo corneal posterior*”. La opción para incluir el valor predeterminado de astigmatismo corneal posterior se basa en un algoritmo que combina la bibliografía publicada¹ con un análisis retrospectivo de datos clínicos existentes.

Cuando se haya completado la introducción de datos, haga clic en el botón “Calcular los resultados” para calcular los resultados.

Pantalla de introducción de datos preoperatorios:

TECNIS® TORIC

Abbott
A Promise for Life

Avuda Configuración Salida

Toric Monofocal TECNIS® Symphony Toric

TECNIS® TORIC

Información del cirujano y el paciente (i)

Nombre del cirujano William Parker Fecha 14.09.2016

Información del paciente Case252180 Edad del paciente 65

Ojo OD (derecho) OS (izquierdo) Notas...

Notación K D mm

Queratometría (i)

Astigmatismo inducido quirúrgicamente (SIA) .25 D Incisión en eje (Ubicación de la incisión) 180 °

K1 plana 42,08 D K1 plana en eje 90 °

K2 curva 43,87 D K2 curva en eje 0 °

Astigmatismo corneal preoperatorio 1,79 D Incluir astigmatismo corneal posterior

Biometría (i)

Longitud axial 22,09 mm

Método Optical or Immersion

Constante A 119,30

Preferencias del calculadora (i)

Potencia SE de la IOL 14,0 D

Índice K 1,3375

Convención de cil. Más Menos

Resultados finales (i)

Detalles de la IOL		Astigmatismo residual	
Modelo de IOL	Orientación	Cilindro	Eje

Calcular los resultados Borrar las entradas

V1: 3.26 CE

¹ Koch DD et al. Contribution of posterior corneal astigmatism to total corneal astigmatism. J Cataract Refract Surg. 2012 Dec;38(12):2080-7

Guía rápida. Resultados finales y recomendación de modelos: sección de cálculo

Cálculo: resultados finales y recomendación de modelos

(Se muestran en función de la convención de cilindro seleccionada)

La orientación del astigmatismo corneal posoperatorio (naranja/rojo: eje curvo) y la ubicación de la incisión (azul), así como la orientación recomendada de la LIO, se muestran en el diagrama esquemático del ojo situado en la zona gráfica del lado derecho de la pantalla. Las identificaciones de Temporal y Nasal también se muestran en esta zona gráfica, en relación con la elección de ojo (OD u OS). El campo “Resultados finales” contiene distintas opciones de potencia de cilindro de LIO tórica para este ojo, junto con sus respectivas orientaciones y astigmatismo residual previsto, expresadas en la convención que haya elegido en la sección Preferencias de cálculo.

Cuando haga clic en el botón “Calcular los resultados” de la parte inferior de la pantalla de introducción de datos, deberá:

1. Revisar/comprobar los datos introducidos.
2. Si aparece el mensaje “*Faltan datos necesarios o son incorrectos, compruebe los campos en rojo*” en la parte superior de la pantalla, corrija los campos correspondientes y seleccione “Calcular los resultados” para actualizar el diagrama esquemático del ojo.
3. Dependiendo de los datos introducidos, podrán aparecer ventanas emergentes con más información, o precauciones y advertencias.

Pantalla de introducción de datos preoperatorios:

TECNIS® TORIC
TORIC ASPHERIC IOL

Abbott
A Promise for Life

Avuda Configuración Salida

Toric Monofocal TECNIS® Symphony Toric

TECNIS® TORIC

Información del cirujano y el paciente(i)

Nombre del cirujano Fecha

Información del paciente Edad del paciente

Ojo OD (derecho) OS (izquierdo)

Notación K D mm

Queratometría(i)

Astigmatismo inducido quirúrgicamente (SIA) D Incisión en eje (Ubicación de la incisión) °

K1 plana D K1 plana en eje °

K2 curva D K2 curva en eje °

Astigmatismo corneal preoperatorio D Incluir astigmatismo corneal posterior

Biometría(i)

Longitud axial mm

Método

Constante A

Preferencias del calculadora(i)

Potencia SE de la IOL D

Índice K

Convención de cil. Más Menos

Resultados finales (i)

Detalles de la IOL		Astigmatismo residual	
Modelo de IOL	Orientación	Cilindro	Eje
<input type="radio"/> ZCT150	0 °	+0,46 D	0 °
<input type="radio"/> ZCT225	0 °	+0,06 D	0 °
<input type="radio"/> ZCT300	0 °	+0,33 D	90 °

Calcular los resultados Borrar las entradas Imprimir Orden del objetivo

V: 3.26 CE

Guía rápida. Resultados finales y recomendación de modelos: sección de cálculo (continuación)

Cálculo: resultados finales y recomendación de modelos (continuación)

(Se muestran en función de la convención de cilindro solicitada)

Se mostrarán los resultados finales. Los resultados finales incluyen:

1. “Detalles de la LIO”: este campo contiene la información relativa a los modelos de la LIO tórica sugeridos e incluye dos subcampos adicionales:
 - 1.1 “Modelo de LIO” muestra las dos o tres potencias reales de cilindro de la LIO tórica sugeridas en función de los resultados calculados. Uno de los modelos representará la opción que proporcionará el astigmatismo residual mínimo, mientras que las otras opciones representan las potencias de cilindro disponibles más próximas, que se muestran a modo comparativo. El modelo que ofrece el astigmatismo residual más bajo previsto tras la intervención se muestra en el centro.
 - 1.2 “Orientación”: la calculadora mostrará la orientación calculada de cada modelo de lente tórica individual. También se muestra en el esquema pictórico.
2. “Astigmatismo residual”: se muestra el astigmatismo residual previsto de cada modelo tórico sugerido individualmente en la convención de cilindro seleccionada.
 - 2.1 “Cilindro”: la parte cilíndrica de una prescripción de lente p. ej., + 0,01 x 90, + o – de acuerdo con la convención de cilindro seleccionada en la sección Preferencias de cálculo.
 - 2.2 “Eje”: la orientación del eje del cilindro de una prescripción de lente, p. ej., + 0,01 x 90.

Pantalla de introducción de datos preoperatorios:

TECNIS® TORIC
TORIC ASPHERIC IOL

Abbott
A Promise for Life

Avuda Configuración Salida
Toric Monofocal TECNIS® Symphony Toric

TECNIS® TORIC

Información del cirujano y el paciente(i)
Nombre del cirujano: William Parker Fecha: 14.09.2016
Información del paciente: Case252180 Edad del paciente: 65
Ojo: OD (derecho) OS (izquierdo) Notas...
Notación K: D mm

Queratometría(i)
Astigmatismo inducido quirúrgicamente (SIA): .25 D Incisión en eje (Ubicación de la incisión): 180 °
K1 plana: 42,08 D K1 plana en eje: 90 °
K2 curva: 43,87 D K2 curva en eje: 0 °
Astigmatismo corneal preoperatorio: 1,79 D Incluir astigmatismo corneal posterior:

Biometría(i)
Longitud axial: 22,09 mm
Método: Optical or Immersion
Constante A: 119,30

Preferencias del calculadora(i)
Potencia SE de la IOL: 14,0 D
Índice K: 1,3375
Convención de cil.: Más Menos

Resultados finales (i)

Detalles de la IOL		Astigmatismo residual	
Modelo de IOL	Orientación	Cilindro	Eje
<input type="radio"/> ZCT150	0 °	+0,46 D	0 °
<input type="radio"/> ZCT225	0 °	+0,06 D	0 °
<input type="radio"/> ZCT300	0 °	+0,33 D	90 °

Calcular los resultados Borrar las entradas Imprimir Orden del objetivo V: 3.26 CE

Guía rápida. Impresión del resultado del cálculo y pedido de la lente

Impresión del resultado del cálculo y pedido de la lente

General: la información preoperatoria de la pantalla de introducción de datos o de resultados calculados se mantiene en la pantalla como referencia y para la conservación de registros. Cuando se va a otro programa o cierra la sesión de la calculadora tórica en línea de AMO, todos los datos introducidos se eliminan, con lo que no estarán disponibles en el futuro. Antes de imprimir y realizar un pedido de lentes, se muestra un cuadro emergente que le pregunta si ha revisado y comprobado los datos introducidos. Al hacer clic en "Aceptar", el sistema mostrará una pantalla con la impresión o con un formulario de pedido.

1. Selección de lente: seleccione la lente en la lista de sugerencias de potencias de cilindro que aparece. El sistema resaltará automáticamente la opción elegida en **negrita**.
2. Imprimir: para guardar un registro del resultado de la calculadora tórica en línea de AMO, seleccione "Imprimir" en la parte inferior de la pantalla. De esta forma se imprimen los resultados y las especificaciones para incluirlos en el historial del paciente y como referencia para el cirujano durante el procedimiento. Para la conversión a PDF, el usuario tiene que instalar un programa de conversión de PDF.
3. Orden del objetivo: una vez realizado el cálculo, se activa automáticamente el botón "Orden del objetivo". Para pedir una lente para el paciente, seleccione la potencia de cilindro que desee haciendo clic en el modelo de LIO correspondiente y, a continuación, en el botón "Orden del objetivo".

Pantalla de resultados del cálculo: función de impresión y pedido

The screenshot displays the TECNIS TORIC software interface. At the top, the logo 'TECNIS TORIC' is visible, along with the Abbott logo and the text 'TORIC ASPHERIC IOL'. The interface is divided into several sections:

- Información del cirujano y el paciente (i):** Includes fields for surgeon name (William Parker), date (14.09.2016), patient information (Case252180), and age (65). It also has radio buttons for eye selection (OD/OS) and notation (D/mm).
- Queratometría (i):** Shows astigmatism induced (0.25 D), K1 plana (42.08 D), K2 curva (43.87 D), and preoperative corneal astigmatism (1.79 D). It includes fields for incision location (180°) and axis (90°), and a checkbox for including posterior corneal astigmatism.
- Biometría (i):** Shows axial length (22.09 mm), method (Optical or Immersion), and constant A (119.30).
- Preferencias del calculadora (i):** Shows IOL SE power (14.0 D), index K (1.3375), and convention (More/Less).
- Resultados finales (i):** A table showing IOL models and residual astigmatism.

On the right side, there is a circular diagram representing the eye's optical axis, with angles marked from 0° to 315° in 45° increments. The diagram shows the optical axis and the location of the incision.

At the bottom, there are buttons for 'Calcular los resultados', 'Borrar las entradas', 'Imprimir', and 'Orden del objetivo'. The version number 'V: 3.26' and the CE mark are also visible.

Detalles de la IOL		Astigmatismo residual	
Modelo de IOL	Orientación	Cilindro	Eje
<input checked="" type="radio"/> ZCT150	0 °	+0,46 D	0 °
<input type="radio"/> ZCT225	0 °	+0,06 D	0 °
<input type="radio"/> ZCT300	0 °	+0,33 D	90 °

Guía rápida. Impresión del resultado del cálculo y pedido de la lente (continuación)

Impresión del resultado del cálculo y pedido de la lente (continuación)

3.1 Después de hacer clic en el botón “Orden del objetivo”, aparece el formulario de pedido de lentes. Este formulario se puede modificar en línea y posteriormente imprimir para usar los datos en el proceso de pedido local. Además de los campos obligatorios que se indican a continuación, puede rellenar cualquiera de los otros campos o todos ellos, en función de lo que mejor se adapte a sus necesidades. Los únicos campos que no se pueden modificar son los que la calculadora tórica en línea de AMO rellena automáticamente.

Los campos que se rellenan automáticamente son:

- Nombre del cirujano (como referencia)
- Información del paciente (como referencia)
- Número del material
- Modelo (dioptrías y modelo de LIO)
- Descripción (en este ejemplo, **TECNIS**[®] Toric 1-PIECE 6,0 mm *dioptrías* y *CYLvalor*)

Los campos obligatorios son:

- Nombre del cliente (muestra un mensaje de error si se deja en blanco)
- Ciudad (muestra un mensaje si se deja en blanco)
- Código postal (muestra un mensaje si se deja en blanco)
- Nombre de contacto (muestra un mensaje si se deja en blanco)
- Número de teléfono de contacto (muestra un mensaje si se deja en blanco)
- Dirección del cliente (muestra un mensaje si se deja en blanco)
- Número de pedido (muestra un mensaje si se deja en blanco)

Formulario de pedido: Impresión y envío por fax

TECNIS[®] TORIC ASPHERIC IOL TORIC

Abbott
A Promise for Life

[Ayuda](#) [Configuración](#) [Salida](#)

Toric Monofocal

Información de la cuenta del cliente

Nombre del cirujano	<input type="text" value="William Parker"/>	Información del paciente	<input type="text" value="Case252180"/>
Número de cliente	<input type="text"/>	Nombre del cliente	<input type="text"/>
Número de teléfono de contacto	<input type="text"/>	Nombre de contacto	<input type="text"/>
Nombre para envío	<input type="text"/>	Nombre para facturación	<input type="text"/>
Nombre2 para envío, A/A:	<input type="text"/>	Nombre2 para facturación, A/A:	<input type="text"/>
Dirección para envío	<input type="text"/>	Dirección para facturación	<input type="text"/>
Ciudad para envío	<input type="text"/>	Ciudad para facturación	<input type="text"/>
País para envío	<input type="text"/>	País para facturación	<input type="text"/>
Región/Estado	<input type="text"/> Código postal <input type="text"/>	Región/Estado	<input type="text"/> Código postal <input type="text"/>

Información de Solicitar

Número de pedido	<input type="text"/>	Tipo de Solicitar	<input type="radio"/> Pedido <input type="radio"/> Consignar
Instrucciones de envío especiales	<input type="text"/>	Método de envío	<input type="text"/>

Información del paciente

Cantidad	Número del material	Modelo	Dioptrías	Descripción
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="ZCT1500140"/>	<input type="text" value="ZCT150"/>	<input type="text" value="14.0"/>	TECNIS TORIC 1-PIECE 14.0D CYL1.50

V: 3.26

Guía rápida. Borrado del resultado del cálculo y los datos introducidos

Borrado del resultado del cálculo y los datos introducidos

General: si desea iniciar un cálculo nuevo, o equivalente, haga clic en el botón "Borrar las entradas"; todos los datos introducidos anteriormente se borrarán y el cursor volverá al campo de datos inicial "Nombre del cirujano" de la sección Información del cirujano y el paciente.

Borrado del cálculo y los datos introducidos

The screenshot displays the TECNIS TORIC software interface. At the top, the logo 'TECNIS TORIC' and 'Abbott A Promise for Life' are visible. The interface is divided into several sections:


- Información del cirujano y el paciente(i):** Includes fields for surgeon name (William Parker), date (14.09.2016), patient information (Case252180), age (65), eye (OD), and notation (D/mm).
- Queratometría(i):** Includes fields for induced astigmatism (.25 D), K1 plana (42.08 D), K2 curva (43.87 D), and astigmatism corneal preoperatorio (1.79 D). It also has fields for incision location (180°) and axis (90°).
- Biometría(i):** Includes axial length (22.09 mm), method (Optical or Immersion), and constant A (119.30).
- Preferencias del calculadora(i):** Includes IOL SE power (14.0 D), index K (1.3375), and convention (Más).
- Resultados finales (i):** A table showing IOL model, orientation, residual astigmatism, and axis.

At the bottom, there are buttons for 'Calcular los resultados', 'Borrar las entradas', 'Imprimir', and 'Orden del objetivo'. A diagram of the eye is shown on the right, with a horizontal line indicating the incision location at 180°.

Detalles de la IOL		Astigmatismo residual	
Modelo de IOL	Orientación	Cilindro	Eje
<input checked="" type="radio"/> ZCT150	0 °	+0,46 D	0 °
<input type="radio"/> ZCT225	0 °	+0,06 D	0 °
<input type="radio"/> ZCT300	0 °	+0,33 D	90 °



Abbott Medical Optics Inc.
1700 E. St. Andrew Place
Santa Ana, CA 92705 USA



AMO Ireland
Block B
Liffey Valley Office Campus
Quarryvale, Co. Dublin, Ireland



TECNIS es una marca comercial perteneciente a Abbott Laboratories, sus subsidiarias o filiales, o una marca para la que estas poseen una licencia.

Todas las demás marcas comerciales son propiedad intelectual de sus respectivos propietarios.

©2016 Abbott Medical Optics Inc.